分

馏


实验目的

- ●1.了解分馏的原理及其应用
- 2.掌握实验室的简单分馏操作

原理

沸腾的混合蒸气通过分馏柱,在柱内蒸 气中高沸点组分被柱外冷空气冷凝变成液 体, 流回烧瓶中, 使继续上升的蒸气中含低 沸点组分相对增加,冷凝液在回流途中与上 升的蒸气进行热量和质量的交换,上升的蒸 气中, 高沸组分又被冷凝下来, 低沸组分继 续上升,如此反复多次,从而达到分离的目 的。

实验 装置



实验操作

- 1.将100ml浓度约为60%的乙醇水溶液倒入 250ml的圆底烧瓶中,加入2粒沸石
- 2.用水浴加热圆底烧瓶,至瓶内溶液沸腾,然后控制加热温度,当蒸气温度为78℃时,接收馏分,并保持馏出液的速度在2-3秒一滴
- 3. 外界条件不变的条件下, 温度持续下降时, 可停止加热
- 4. 记录馏出液的体积和浓度

注意事项

- 1. 分馏的速度控制在1滴 / 2~3 S,以保证分馏的质量。
- 2. 分馏终点的判断: 在不改变加热状况下, 以水银计读数出现下降或波动为标准。
- 3. 烧瓶内分馏液体积占烧瓶容积的1/3~2/3。