
# 可燃气-氧气-氮气三元系 爆炸极限的测定

#### 一、实验目的

- 1. 测定丙酮蒸汽在氧氮混合气中的爆炸极限。
- 2. 掌握大气压力计的校正与使用方法。

### 二、实验原理

许多可燃气体的氧化反应表现为链反应,一般链反应可表示为:



#### 三、实验试剂与仪器

试剂: 丙酮、空气

仪器: 爆炸实验装置

## 四、实验步骤

- (1) 真空测压仪调零,系统(爆炸室和管路)抽真空,检查装置的气密性。
  - (2) 抽空死空间
  - (3) 配气。
- 注意: a. 采用压力计直接读出系统的真空度, 求出气体在爆炸室的分压和摩尔分数。
- b. 丙酮通入后必须将管路抽空。
- c. 爆炸室总压等于当时的大气压。

### 四、实验步骤

- (4) 点火起爆。注意火花检漏器离铜丝1cm 左右距离,不要直接接触,要看到明显的电 弧。
  - (5) 确定丙酮在空气中的爆炸极限。
- (6) 结束实验。将系统抽空,然后关闭真空泵。

# 五、数据处理

室温\_\_\_\_\_  $^{\circ}$ C  $p_t$ =\_\_\_\_\_ kPa  $\triangle = \underline{0.01}$ kPa

编号		真空度 (配入丙酮后)	观察情况	p <sub>丙酮</sub> kPa	<b>y</b> 丙酮
1	kPa	kPa	   爆炸		
2			不爆炸		
3			爆炸		
4			不爆炸		

# 五、数据处理

注意:(1)在原始数据记录时,可按实验顺序记录,<u>正式数据处理</u>表格应根据<mark>丙酮含量y<sub>丙酮</sub></mark>从小到大,给每组数据编号,并按顺序排列。


- (2)各物理量计算过程应举一例,代入具体的数值,写出计算过程。
- (3)在数据中圈出低限和高限,注意低限和高限是爆炸时的  $p_{+}$  .

#### 气压计读数校正

- ① 温度校正:  $\Delta_t$
- ② 重力加速度及气压计本身的误差校正: **Δ**

#### 图 气压计

- 1-抽真空玻璃管. 2-游标尺
- 3-黄铜标尺, 4-螺旋. 5-玻璃管;
- 6-象牙针. 7-通大气汞面.
- 8-汞储槽; 9-螺旋; 10-温度计



#### 气压计读数校正

① 温度校正:

$$\Delta_{t} = \frac{(\beta - \alpha)t}{1 + \beta t} p_{t} = \frac{0.0001631t}{1 + 0.0001815t} p_{t}$$
 压力计标尺的线膨胀系数 $\alpha = 1.84 \times 10^{-5}$  /  $\infty$  汞的体膨胀系数 $\beta = 1.815 \times 10^{-4}$  /  $\infty$ 

② 重力加速度及气压计本身的误差校正: △

#### 实验提示

- ●低限 最大真空度-5kPa
- 高限 最大真空度-13kPa
- 增加或减少2kPa, 内插法,逐渐减小变化幅度
- 当丙酮分压改变0.3kPa时,混合气由爆炸转为不爆炸,或者相反,此爆炸点即为爆炸极限。