



1. 元素分析(EA) 1. 9. 1 · 测量样品中一些元素的百分比 根据百分比推算各元素的整数比(经验式) C、H、N、X等(O不能测) · 测相对分子量,确定分子式 Analysis - x Formula: C₅H₁₂ ✓ Exact Mass: 72.0939 ✓ Mol. Wt.: 72,1510 ✓ m/z: 72.0939 (100.0%), 73.0973 (5.4%) ▼ Elem. Anal.: C, 83.24; H, 16.76 Paste



bp Q: 连续谱线 vs 非连续谱线 物理性质 d n [a] + 紫外-可见光谱 (UV) 红外光谱 (IR) 有机化合物 有机波谱学 结构鉴定 核磁共振谱 (NMR) 质谱 (MS) 化学反应 突出优点: 1. 灵敏度高, 样品用量低; 2. 是唯一可以确定分子式 的方法。

3



质谱图中的几个参数

> 分子离子:

2

由分子失去一个价电子而生成的正离子, 数值等于该化合物的 相对分子质量。

▶ 质荷比 (m/z):

离子的相对质量(m)与其所带电荷(z)之比,作为质谱图的横坐标。

6

质谱图的纵坐标,以谱图中最大离子强度为100%进行归一化所 得的强度,反映出到达检测器的某种离子数量的多少。


- ▶ 基峰: 谱图中相对丰度为100%的峰。
- 质谱图:按质荷比大小排列成的谱图。
- ▶ 碎片离子:分子离子进一步断键后形成。


质谱的种类:

● 电子轰击电离法 (电子电离法, EI)——硬电离

原理

利用一定能量的电子与气相中的样品分子相互作用("轰击"), 使分子失去价电子,电离成分子离子。当分子离子具有的能量大于 某些化学键的键能时,分子离子便发生裂解,生成各种<mark>碎片离子</mark>。





7

电子轰击法的优点:

- 灵敏度高(1 ng);
- 重现性好;
- 能提供丰富的结构信息。

缺点:

- 70 eV的轰击电子能量较高, 部分化合物的分子离子检测不到 ——硬电离;
- · 样品要先气化,才能电离,不适宜受热易分解或不易气化的分子。

9

- 化学电离法 (CI)
- 快原子轰击法 (FAB)
- 二次质子质谱法 (SIMS)
- 电喷雾电离法 (ESI)
- 基质辅助激光解吸电离 (MALDI)
- 基质辅助激光解吸电离-时间飞行质谱 (MALDI-TOF)

优点:

- > 对样品的破坏性小;
- ▶ 质量测定范围大;分子量测定准确;
- 样品纯度要求不高:
- > 适合分析生物大分子。


10

软电离

9

10

3. 质谱离子的主要类型及在结构解析中的应用



◆ 分子离子——相对分子量的测定


分子离子的质荷比等于该化合物的相对分子量。通常用M[±]或M⁺⁺表示。

"+"代表分子离子带一个电子电量的正电荷, "•"代表带有一个 不成对的电子,是一个奇电子离子。

分子离子峰必须符合的条件:

- 必须是谱图中排除了同位素离子的最高m/z的离子
- 质量奇偶性必须符合氮规则 (nitrogen rule)

氦规则:假如一个化合物中没有或含有偶数个氮原子,则其分子离子的质量必定是偶数;如果分子中含有奇数个氮原子,则其分子离子的质量一定是奇数。




11

• 有合理的中性丢失。

质量差在4~14和21~25之间是不合理的。

若与最高质量离子相差一个异常质量差的地方出现重要离子, 则最高质量离子不是分子离子,是碎片离子或杂质离子。



相邻两个离子的质量差为14,故m/z 101不是分子离子峰。

80 96 35 160 至40 26 63 35 98 20 36 40 60 80 100 (1) 该化合物不含氮,根据氮规则,分子离子为偶数; (2) m/z 96 和 m/z 98 丰度比为3:1,与35CI和37CI的丰度比相同; (3) m/z 96 和 m/z 61 的质量差为35, 等于氯原子质量; (4) m/z 61 和 m/z 63 丰度比为3:1, 还含有一个氯原子; (5) m/z 61 和 m/z 26 的质量差为35, 等于氯原子质量。 所以m/z 96 是分子离子峰。

161

100

13

14


16

图例(a)和(b)中的最大质荷比离子都不是分子离子。如果上述两 个化合物都是纯化合物,它们的分子离子峰应该比在谱图上显示的所 有离子的质荷比大。然而它们的分子离子峰稳定性差,不能被检测。

分子离子峰的相对稳定性:


13

芳香化合物 > 共轭烯烃 > 脂环化合物 > 硫醚 >直链烷烃 > 硫醇 >酮>胺>酯>醚>羧酸>支链烷烃>醇。



15

◆ 同位素离子——推测离子的原子组成、确定分子式



组成有机化合物的许多元素有一个以上丰度显著的稳定同位素。

质谱中以组成元素最大丰度的同位素的质量计算分子离子和 碎片离子的质荷比,其他同位素组成的离子就叫同位素离子 (isotopic ion).

16

有机化合物中常见元素的稳定同位素及丰度

同位素 A	丰度%	同位素 A+1	丰度%	同位素 A+2	丰度%
¹H	100	² H	0.015		
12 C	100	13C	1.1		
¹⁴ N	100	¹⁵ N	0.37		
¹⁶ O	100	¹⁷ O	0.04	¹⁸ O	0.2
²⁸ Si	100	²⁹ Si	5.1	30Si	3.4
³² S	100	³³ S	8.0	³⁴ S	4.4
35CI	100			37CI	32.5
⁷⁹ Br	100			⁸¹ Br	98

17

常见元素可分为三类:

- ▶ "A"元素:只有一种天然同位素;如:F,P,I。
- ▶ "A+1"元素:有一个比丰度最大的同位素重一个单位的同位素。 如: C. H. N:
- ▶ "A+2"元素:有一个比丰度最大的同位素重二个单位的同位素。 如: CI, Br, S, Si。

M+1 峰:分子中含有一个 A+1 类元素的重同位素;

M+2 峰: 分子中含有一个 A+2 类或两个的 A+1 类元素的重同位

上述峰的强度取决于分子中的同位素数目和它们的天然丰度— —可以推断分子和碎片离子的原子组成。

18

推断方法:

1. 判断分子内是否含A+2类元素

³⁰Si (3.4%)、³⁴S (4.4%)、³⁷CI (32.5%)、⁸¹Br(98%)

2. 计算分子内含碳原子的个数

13C: 12C = 1.1: 100 同位素丰度法

C 原子数的上限≈([M+1]/[M])÷1.1%

▋ 结合相对分子质量、氮规则和价键理论

推算出合理的分子式

J

20

例:

M+2峰, m/z 134 (0.7%)。

 $132 - 12 \times 9 = 24$;

19

▶ 同位素离子峰出现在分子离子或碎片离子的高质量一端。

▶ 同位素离子的丰度与组成该离子的元素种类及原子数目有

关——推测离子中所含的CI、Br 等特殊元素及其原子组成。

该方法的局限性:

- > 分子离子峰的丰度低,测量误差大;
- ▶ 由离子—分子反应而生成M+H离子,使M+1峰的丰度变大;
- ▶ 相对分子质量大于250时,低丰度同位素的贡献不可忽视,可能组成大大增加。

21

● 高分辨质谱 (HRMS, high-resolution mass spectrometry) 法

M 峰, m/z 132 (100%); M+1峰, m/z 133 (9.9%);

解: (1) 因[M+2]: [M] = 0.7: 100, 不含 Cl, Br, S, Si 等A+2类元素; (2) C 原子數的上限=([M+1]/[M])÷1.1%=(9.9/100)÷1.1%=9

(3) 分子中除碳之外其余组成元素的相对原子质量之和:

(4) 根据N, O, H 的相对原子质量推导出可能的组成方式:

 C_9H_{24} , $C_9H_{10}N$, C_9H_8O

不符合价键理论 不符合氮规则 合理结构

原理:除了碳原子的相对原子质量为12.0000000 之外,其它原子及每一种同位素都有特征的质量 亏损,而不是整数,因而不同同位素的原子组合 具有相同的整数质量,而小数部分不同。

四个具有 m/z = 98 的化合物的精确质量:

C₇H₁₄ C₆H₁₀O C₅H₆O₂ C₅H₁₀N₂ 98.1096 98.0732 98.0368 98.0845

优点:


24

- > 不受样品中杂质的干扰;
- ▶ 同时测定分子离子和碎片离子的组成;
- > 测定结果比同位素丰度法准确。

几种常见的同位 素的精确质量 同位素 质量 1H 1.00783 12**C** 12,00000 14N 14.0031 160 15.9949 32**S** 31.9721 35CI 34.9689 37CI 36.9659 ⁷⁹Br 78.9183 80.9163

22

21 22




◆ 碎片离子——结构片段的确定

分子离子在离子源中断裂生成的带正电荷的离子。

** 不带电荷的自由基和中性分子碎片无法被检测到。

在电子轰击电离时,分子离子的碎裂十分复杂,并且碎片离子的m/z和相对强度与物质分子结构密切相关,是质谱研究的重点之一。



23

(1) 碎裂的一般规律(自学了解)

- 碎裂的原因是分子离子具有多余的能量和带有一个不成对电子。 碎片离子都是由分子离子经一级、二级或更高级裂解产生的。
- 在电子轰击电离(EI)时,电离电位低的电子容易丢失。
 n 电子 > π电子 > σ电子 (由于各种 σ 电子的电离电位接近,可能出现在分子的各个位置上),分子电离后生成的阳离子自由基就定域在丢失的电子的原来位置上。

Ælibπ.

CH₃CH₂CH₂CH₃ + e — CH₃CH₂CH₂CH₂CH₃ + 易丢失 σ 电子,不能确定具体位置

25

25

26

(2) 碎裂的类型(自学了解)

> σ键的均裂

主要发生在烷烃和有长的烷基链的化合物中,生成通式为 C_nH_{2n+1} \neg^+ 的离子。

α-断裂

因游离基单个电子的成对倾向而引发的在α-位的化学键的 均裂,正电荷保持在原来的位置。常发生在羰基化合物、醇、 醚、胺、烯等化合物中。

▶ i-断裂

由于正电荷对电子的吸引而引起的一对成键电子的转移,即化学键的异裂,同时正电荷的位置发生转移。

27

28

> 定域在离子某一位置的 "+•"能引发它邻近的化学键断裂。

例如:根据化学键发生均裂还是异裂,可分为i-断裂、α-断裂等:

> 裂解产物的稳定性将决定几个可能的反应中,哪一个更占优势,

上面例子中,因为甲酰基正离子(m/z 43)的稳定性高于甲基 正离子(m/z 15) ,所以前者为基峰,丰度远远大于后者。

也决定产物离子的相对丰度。

i-断裂

27

29

(3) 影响碎裂的因素(自学了解)

▶ 化学键的相对强度

烷烃中 C-H > C-C,所以C-C 键断裂为主,生成通式为 C_nH_{2n+1} \neg^+ 的系列离子。


▶ 产物离子的稳定性


碎片离子越稳定,约占优势,丰度也越大。


▶ 官能团的相对位置

特别是对于一些发生重排的碎裂反应来说,尤其重要。

MacLafferty 重排:







4. 烷烃的质谱

直链烷烃:

- (1) 弱而清晰的分子离子峰和典型的C_nH_{2n+1}¹⁺离子系列;
- (2) 丰度最大的离子是 $C_3H_7^+$ (m/z = 43) 或 $C_4H_9^+$ (m/z = 57).
- (3) 随m/z增大, C_nH_{2n+1} +离子丰度逐渐下降,最高点在 C_3 或 C_4 。


支链烷烃:

- (1) 与直链烷烃相似,分子离子峰丰度下降,有时检测不到。
- (2) 支链的C-C键容易断裂,生成稳定性高的仲或叔碳离子, $C_nH_{2n+1}^{-1}$ 系列离子的丰度分布与直链不同。
- (3) 根据丰度异常的离子质荷比确定支链的位置和大小。

32


31

32



33

34





环烷烃的质谱特征:

- 分子离子丰度比对应的非环烷烃大。
- 环上的侧链烷基容易失去,生成稳定的、即丰度 大的仲碳离子。
- 若侧链多于一个,大的烷基优先失去。单环环烷 烃的低质量端,有典型的 C_nH_{2n-1} *系列而不是 C_nH_{2n+1} *系列。


36

35





37



- 谱图
- 分子离子峰、基峰
- 相对丰度较大或重要的碎片峰
- m/z (相对丰度)的格式
- MS (EI): 114 (M+, 3), 99 (18), 71 (24), 57 (93), 43 (100), 29 (19).

39

质谱部分要求掌握的知识点

- 质荷比 m/z
- 分子离子峰
- 碎片离子峰
- 基峰
- 相对丰度
- 同位素峰
- 质谱图

40

38

本章重点及难点

- > 掌握烷烃、普通单环烷烃、桥环烃和螺环烃的命名
- > 掌握自由基链反应机理, 了解过渡态理论。 氢的活性: 3°H > 2°H > 1°H > CH₄ 自由基的稳定性: 3°C > 2°C > 1°C > ·CH₃ 不同卤素反应的选择性: 溴>氯
- > 掌握乙烷、丁烷、环己烷(椅式、船式)的构象, 掌握椅式的a键和e键及键的顺反关系,能根据要求 画出不同化合物的构象。

▶了解三元和四元环化合物的活性,掌握相应的特殊 化学性质:与卤素、卤化氢、H2O的加成反应。

≥ C5与开链烷烃类似

- ▶了解小环烷烃结构特点(角张力、扭转张力、范氏 张力、弯曲键)。
- >了解烷烃的制备方法(与后续章节关联)
- >对烷烃和环烷烃的物理性质要有一定的了解。

41 42

7

本章作业

- 1-3 / (1), (3)
- · 2-1/(1)
- 2-2 / (1), (3)
- 2-3/(2)
- 2-4 / (1), (2), (3)-6, (5)
- 2-5 / (2), (3), (10)
- 2-7 / (1)
- 2-8
- 2-9 / (3), (5)

