二苯乙烯基甲酮的制备

实验目的

- 学习利用羟醛缩合反应增长碳链的原理和方法
- 掌握二苯乙烯基甲酮的合成方法
- 掌握机械搅拌的使用方法
- 进一步熟悉用有机溶剂重结晶的基本操作

反 应 原 理

本实验利用不含α-H的醛(苯甲醛)和含α-H的醛酮(丙酮)发生交叉羟醛缩合反应,利用羟醛缩合反应制备β-羟基醛酮,提高反应温度进一步失水生成α,β不饱和醛酮.这种交叉的羟醛缩合称为Claisen-Schmidt反应


主反应

副反应

2 CH₃ CH₃
$$OH^ CH_3$$
 CH_3 CH_3

- 结构式: PhCH=CH—COCH=CHPh
- 性质: 反-反式为结晶固体,熔点110-111℃; 顺-反式为淡黄色针状结晶,熔点60℃; 顺-顺式为黄色油状液体,沸点130℃(2.7Pa)。溶于乙醇、丙酮、氯仿,不溶于水。

反应装置



实验试剂

- 苯甲醛: 3g 3ml (0.028mol)
- 丙酮: 0.79g 1ml (0.014mol)
- 95%乙醇 36ml
- 10%氢氧化钠溶液28ml
- 冰醋酸
- 无水乙醇

实验操作

- 1.100ml三口烧瓶中口接机械搅拌装置,一个侧口接回流冷凝管,另一侧口用空心塞塞住。打开冷凝水。
- 2.在三口烧瓶中放入3ml苯甲醛,1ml丙酮和22ml95%乙醇。继而加入28ml 10%氢氧化钠溶液,搅拌15min,反应物起初是澄清均相的,几秒钟后变为乳状液体,不久有黄色固体颗粒产生。

- 抽滤产品,并用水洗涤。
- 再用0.56ml冰醋酸和14ml 95%乙醇配成的混合液洗涤,在布氏漏斗内静止30秒钟,再抽滤。
- 最后再用水洗涤一次,得黄色粉状固体。
- 将固体移至50 ml圆底烧瓶中,分批加入无水乙醇 (共约12 ml),加热回流进行重结晶,待饱和溶 液制得后再多加2 ml无水乙醇,冷却至室温,产 品呈淡黄色的片状结晶。抽滤,产品放在表面皿 上自然晾干。

注意事项

- 碱性太大会造成苯甲醛的歧化反应,碱性太小会主要产生一缩合产物下叉丙酮;
- 缩合反应是一个放热反应,而丙酮沸点为 56.2℃,故不需加热并注意冷却,以免使 缩合反应温度过高;
- 结晶后的溶液一定要冷却至室温,否则产品有损失。